

# PROZESSKOSTEN - VERGLEICH

In einem durchschnittlich großen Krankenhaus gibt es rund 1000 Tastaturen. Je nach verwendetem Technologie entstehen unterschiedliche Aufwände bei der Reinigung & Pflege. Die zeitlichen Unterschiede sind groß!



HANDELSÜBLICHE TASTATUR



GLASTASTATUR CLEANKEYS®



## REINIGUNGSZEITEN

Der Reinigungsvorgang einer handelsüblichen Tastatur dauert ca. 30 Sekunden.



## REINIGUNGSZEITEN

Der Reinigungsvorgang einer CLEANKEYS® Glastastatur dauert **NUR** ca. 5 Sekunden.



## REINIGUNGSDAUER

Die typische Reinigungsdauer einer handelsüblichen Tastatur pro Tag beträgt ca. 10 Minuten.



## REINIGUNGSDAUER

Die typische Reinigungsdauer einer CLEANKEYS® Glastastatur pro Tag beträgt **NUR** ca. 1,7 Minuten.



## 1000 TASTATUREN / TAG

Die typische Reinigungsdauer von 1000 handelsüblichen Tastaturen beträgt pro Tag ca. 167 Stunden.



## 1000 GLASTASTATUREN / TAG

Die typische Reinigungsdauer von 1000 CLEANKEYS® Glastastaturen pro Tag beträgt **NUR** ca. 28 Stunden.



**139 STD ZEITERSPARNIS!**